

«Утверждаю»  
Генеральный директор  
ООО «Химзавод «АЛ-ДЕЗ»

\_\_\_\_\_ / Попов М.В.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

**ИНСТРУКЦИЯ №15/15**  
по применению **АБСОЛЮСЕПТ® СССР**  
(системы смачивания салфеток раствором)

для очистки и дезинфекции поверхностей, оборудования,  
медицинских изделий, предметов и локальных  
биологических загрязнений

# ИНСТРУКЦИЯ №15/15 по применению АБСОЛЮСЕПТ® СССР (системы смачивания салфеток раствором)

для очистки и дезинфекции поверхностей, оборудования,  
медицинских изделий, предметов и локальных биологических загрязнений

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических организаций любого профиля, в том числе реанимационных, операционных отделений, стоматологических, офтальмологических, детских стационарах, акушерских клиниках, учреждениях родовспоможения (включая отделения неонатологии), клинических, микробиологических, вирусологических и других лабораториях, в машинах скорой медицинской помощи и служб ГО и ЧС, на санитарном транспорте, на станциях переливания крови, в инфекционных очагах, в зонах чрезвычайных ситуаций; в детских дошкольных и школьных учреждениях, персонала учреждений соцобеспечения, на предприятиях общественного питания и торговли, на коммунально-бытовых объектах (офисы, парикмахерские, салоны красоты, сауны, гостиницы, развлекательные и выставочные центры, театры, кинотеатры, музеи, стадионы и др. спортивные сооружения, бассейны, бани, прачечные, общежития), персонала предприятий химико-фармацевтической, биотехнологической, пищевой промышленности, для населения в быту, организаций, выполняющих работы по дезинфекции, с целью мойки, очистки и дезинфекции поверхностей и предметов.

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. АБСОЛЮСЕПТ® СССР (Система Смачивания Салфеток Раствором) представляет собой вспомогательное оборудование, предназначенное для приготовления влажных салфеток из растворов моющих, дезинфицирующих средств или готовых антисептиков в целях проведения методом протирания работ по:
- очистке, мойке, профилактической и очаговой (текущей и заключительной) дезинфекции поверхностей помещений и транспорта, генеральной уборки, удаления локальных органических и неорганических загрязнений;
  - очистке, мойке и дезинфекции оборудования и изделий медицинского назначения (предметы ухода за больными, средства личной гигиены, перчатки, медицинское и стоматологическое оборудование, датчики диагностического оборудования, операционные столы, медицинские кровати и т.д.);
  - очистке, мойке и дезинфекции предметов (сантехника, мебель, приборы и оборудование, ручки, поручни, игрушки, телефоны, компьютерная и иная офисная техника, счетчики банкнот, детекторы валют и т.д.);
  - гигиенической обработке рук и кожных покровов (в случае использования антисептических средств).
- 1.2. АБСОЛЮСЕПТ® СССР включает в себя два основных элемента:
- многоразовую емкость-диспенсер АБСОЛЮСЕПТ® СССР из химически стойкого пластика объемом 3,9 или 6 литров, снабжена ручкой и крышкой с клапаном с центральной подачей;
  - рулон одноразовых сухих быстро впитывающих салфеток АБСОЛЮСЕПТ® СССР из экологически чистого нетканого безворсового полотна спанлейс с центральной подачей. Характеристики выпускаемых салфеток и их совместимость с диспенсерами указаны в таблице 1.
- 1.3. Преимуществом системы АБСОЛЮСЕПТ® СССР является ее универсальность. Емкость-диспенсер и салфетки не имеют ограничений по сроку годности и области применения, используются с требуемым в данный момент времени моющим средством, дезинфицирующим раствором или антисептическим препаратом. Салфетки смачиваются рабочими растворами моющих, дезинфицирующих средств и готовыми составами антисептиков непосредственно перед использованием, гарантируя качественную обработку по заданным пользователем параметрам и режимам. Встроенный в крышку емкости диспенсер упрощает процесс работы с моющими средствами и дезрастворами, способствует их экономичному расходу.
- 1.4. Емкость-диспенсер предназначена для многократного использования, салфетки – одноразового использования. Салфетки могут применяться также и в сухом виде в качестве ветоши.
- 1.5. В качестве пропиточных составов для салфеток рекомендуется использовать рабочие растворы дезпрепаратов компании «АЛДЕЗ»: Жавель АБСОЛЮТ, АБСОЛЮЦИД окси, АБСОЛЮЦИД ликвид, АБСОЛЮЦИД дикват, АБСОЛЮЦИД энзим, АБСОЛЮЦИД форте, АБСОЛЮПОЛ или готовые к применению средства для гигиенической обработки рук и быстрой дезинфекции поверхностей АБСОЛЮСЕПТ элит, АБСОЛЮСЕПТ 75. Возможно также использование моющих, дезинфицирующих и антисептических средств других производителей, разрешенных органами государственного контроля на территории стран Таможенного Союза.

Таблица 1. Характеристики салфеток АБСОЛЮСЕПТ® СССР и их совместимость с диспенсерами

САЛФЕТКИ АБСОЛЮСЕПТ® СССР			Емкости-диспенсеры АБСОЛЮСЕПТ® СССР		Количество заливаемого раствора в диспенсер	
Количество в рулоне, шт	Размер, мм	Плотность, г/кв.м.	3,9 л	6 л	3,9 л	6 л
100	150x300	45	Совместим	Совместим	2,1 л	2,5 л
100	180x390	45	Нет	Совместим	--	3,4 л
120	150x320	45	Совместим	Совместим	2,3 л	2,8 л
160	135x360	40	Совместим	Совместим	2,5 л	3,0 л
200	140x300	50	Совместим	Совместим	2,7 л	3,0 л

Изготовитель: ООО «Химзавод «АЛ-ДЕЗ»

Россия, 115230, г. Москва, Электролитный пр-д, д.5Б

+7 (499) 317-6917, (495) 545-8691

e-mail: info@aldez.ru, www.aldez.ru



- 1.6. Приготовление растворов, обработка поверхностей и изделий медицинского назначения проводится в строгом соответствии с инструкцией по применению дезинфицирующего средства и его растворов.
- 1.7. Срок годности сухих салфеток и емкостей-диспенсеров не ограничен. Срок годности смоченных растворами салфеток идентичен сроку годности рабочего раствора дезсредства, указанному в его инструкции, при соблюдении условий хранения (плотно закрытая крышка, температурный режим)

## 2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

- 2.1. Откройте крышку емкости-диспенсера, отклейте с рулона салфеток наклейку «Формуляр», снимите защитную пленку и вложите рулон обратно в емкость.
- 2.2. При необходимости наклейте Формуляр на емкость-диспенсер и заполните его, указав наименование заливаемого препарата, концентрацию рабочего раствора (если используется не концентрат), дату приготовления, дату, до которой годен раствор, и Ф.И.О. ответственного сотрудника.
- 2.3. Залейте в диспенсер 2-3,5 литров (см. табл.1) предварительно приготовленного моющего состава или раствора дезинфицирующего средства необходимой концентрации. Точное количество заливаемого раствора зависит от объема используемого диспенсера и от количества, размера и плотности используемых салфеток. Оно оценивается визуально и должно быть достаточным для полного смачивания салфеток. Для удобства использования системы АБСОЛЮСЕПТ® СССР рекомендуется заливать из такого расчета, чтобы после смачивания салфеток ¼ высоты емкости-диспенсера осталась заполненной раствором. Это позволяет одновременно осуществлять быстрый визуальный контроль системы и поддерживать требуемый уровень увлажненности салфеток независимо от условий хранения и применения диспенсера с раствором. При необходимости долейте раствор.
- 2.4. После полного смачивания салфеток раствором (около 4 минут) протяните через отверстие в крышке уголок салфетки строго из центра рулона.
- 2.5. Плотно закройте крышку, а затем и клапан диспенсера. Емкость-диспенсер с раствором готова к работе.
- 2.6. В случае использования сменного блока салфеток АБСОЛЮСЕПТ® СССР, отклейте от сменного рулона формуляр, заполните согласно п.2.2. настоящей инструкции и наклейте его на емкость-диспенсер поверх ранее заполненного формуляра.
- 2.7. Для пользования системой АБСОЛЮСЕПТ® СССР откройте клапан крышки, вытяните необходимое количество салфеток, оторвите по перфорированной линии и плотно закройте клапан. В случае, если при очередном использовании первая салфетка хранилась частично вне диспенсера, ее рекомендуется вытянуть, выбросить и начать использование системы со следующей салфетки. Одной салфеткой можно обработать поверхность площадью 2-3 кв.м. (в зависимости от используемого рулона салфеток АБСОЛЮСЕПТ® СССР и режимов, предусмотренных инструкцией изготовителя дезпрепарата).  
**НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПЛОТНО ЗАКРЫВАТЬ КЛАПАН ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**
- 2.8. Поверхности, не загрязненные органическими выделениями, протираются салфетками однократно
- 2.9. Поверхности, загрязненные органическими выделениями, рекомендуется обработать в два этапа – сначала удалить загрязнение и очистить поверхность, потом новой салфеткой провести дезинфекцию. Для этих целей используемый дезпрепарат должен обладать моющими свойствами.

## 3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 3.1. При приготовлении рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств используйте перчатки и иные средства индивидуальной защиты, предусмотренные инструкцией к используемому средству.
- 3.2. Запрещается использовать в одном диспенсере одновременно разные препараты, если это не предусмотрено инструкцией по применению дезсредства.
- 3.3. После использования и при смене дезинфицирующего средства емкость-диспенсер необходимо тщательно промыть проточной водой и просушить.
- 3.4. Обработку поверхностей, инструментов и предметов можно проводить в присутствии пациентов, посетителей и т.п., если используемое дезинфицирующее средство предполагает такую возможность.
- 3.5. Обращаем Ваше внимание, что в случае использования смоченных в дезрастворе салфеток в течение нескольких дней, срок годности пропитанных салфеток не превышает срок годности рабочих растворов, указанный в инструкции по применению дезинфицирующего средства;

## 4. ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

- 4.1. Емкости-диспенсеры и рулоны сухих салфеток упаковываются в гофорокороба. Каждый рулон салфеток снабжен наклейкой «Формуляр» и упакован в защитную пленку, которая должна быть снята перед использованием салфеток.
- 4.2. Срок годности емкости-диспенсера и сухих салфеток не ограничен.
- 4.3. Транспортировка системы АБСОЛЮСЕПТ® СССР возможна всеми видами транспорта, не является опасным грузом. Не допускать механических повреждений и ударов.
- 4.4. Условия хранения: в сухом помещении вдали от источников тепла и влаги. В случае хранения емкости-диспенсера и салфеток при отрицательных температурах перед применением дождаться, когда они нагреются до значений комнатной температуры.

ТУ 2293-004-37152638-2015

СРОК ГОДНОСТИ: не ограничен

**Изготовитель: ООО «Химзавод «АЛ-ДЕЗ»**

Россия, 115230, г. Москва, Электролитный пр-д, д.5Б

+7 (499) 317-6917, (495) 545-8691

e-mail: info@aldez.ru, www.aldez.ru

